


Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd235A/Гликфорина А Для Проточной Цитометрии - P02724

Артикул: CM0005385



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, специфичная к человеческому гликфोरину А (CD235а), валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследования мембраны эритроцитов, изучения антигенов групп крови и анализов взаимодействия хозяина и патогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против человеческого CD235a/гликфорина А
Примечания/Алиасы	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GPErik, HGpMiV, HGpMiXI, HGpSta(C)
Вид	Человек
ID гена	2993
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 20-91 человеческого CD235a/гликфорина А (NP_002090.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02724
Молекулярная масса белка	13 кДа/16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом