

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd239/Vcam Для Проточной Цитометрии - P50895

Артикул: CM0009370



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD239/VCAM. Валидированы для проточной цитометрии (FC), специфически реагируют с человеческим CD239, молекулой клеточной адгезии массой 67 кДа, участвующей в связывании ламинина и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD239/VCAM мАт
Примечания/Псевдонимы	VCAM; AU; CD239; LU; MSK19; базальная молекула клеточной адгезии
Вид	Человек
GeneID (человек)	4059
GeneID	4059
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-547 человеческого CD239/VCAM (NP_005572.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50895
Молекулярный вес белка	67 кДа
Доставка	Сумка со льдом