

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd239/Vcam Для Проточной Цитометрии - P50895

Артикул: CM0008091



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD239/VCAM, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, миграции и антигена группы крови Лютеран в онкологических и иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD239/VCAM мАт
Примечания/Псевдоним	VCAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4059
GeneID	4059
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-547 человеческого CD239/VCAM (NP_005572.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50895
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом