

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd24 Для Иф/Ицп, Пц - P25063

Артикул: CM0005305

### введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD24, конъюгированные с . Валидированы для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Нацелены на GPI-якорный гликопротеин, регулирующий активацию В-клеток и иммунные ответы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD24                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | CD24A; CD24                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                               |
| ID гена                   | 100133941                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-80 человеческого CD24 (NP_037362.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                               |
| Применение                | Иф/ИЦП, ПЦ                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                               |
| SWISS                     | P25063                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 8кДа; 13кДа                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                        |