

Кролик Анти-Человеческий Cd24 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P25063

Артикул: CM0008637

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD24, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Валидировано для FC, распознает человеческий CD24, участвующий в активации В-клеток и дифференцировке клеток. Молекулярная масса белка 8 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD24 мАт
Примечания/Псевдоним	CD24A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	100133941
ID гена	100133941
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-80 человеческого CD24 (NP_037362.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25063
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Сумка со льдом