

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd244/2B4 Человека Для Проточной Цитометрии - Q9Bzw8

Артикул: CM0009571

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против CD244/2B4 (SLAMF4) человека, для проточной цитометрии. Специфично для субпопуляций естественных киллеров (NK) и Т-клеток; валидировано на образцах человека. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к CD244/2B4 человека
Примечания/Синонимы	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; молекула CD244
Вид	Человек
GeneID (человек)	51744
GeneID	51744
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 22-221 CD244/2B4 человека (NP_001160135.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZW8
Молекулярная масса белка	30 кДа/36 кДа/41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом