

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd244/2B4 Для Проточной Цитометрии - Q9Bzw8

Артикул: CM0010537

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD244/2B4, протестированное для проточной цитометрии. Иммуноген: рекомбинантный белок (aa 22-221). Распознает рецептор NK-клеток, полезно для исследования врожденного/адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD244/2B4 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 molecule
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51744
ID гена	51744
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 22-221 человеческого CD244/2B4 (NP_001160135.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZW8
Молекулярная масса белка	30кДа/36кДа/41кДа
Доставка	В пакете со льдом