

Кроличьи Моноклональные Антитела Anti-Human Cd261/Trail-R1 Для Проточной Цитометрии - O00220

Артикул: CM0010389



введение

Кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с , направленные против человеческого CD261/TRAIL-R1 (TNFRSF10A, DR4). Разработаны для применения в проточной цитометрии (FC). Реагируют с человеческим белком. Идеально подходят для изучения индуцированного TRAIL апоптоза и активации NF-kB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD261/TRAIL-R1 mAb
Примечания/Псевдоним	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; член надсемейства рецепторов фактора некроза опухолей 10a
Вид	Человек
ID гена	8797 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-232 человеческого CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00220
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	В ледяном пакете