

Кроличыи Моноклональные Антитела К Человеческому Cd263/Trail-R3 — O14798

Артикул: CM0012034

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела к человеческому CD263/TRAIL-R3 — декойному рецептору TRAIL. Подходит для проточной цитометрии, позволяет анализировать регуляцию апоптоза в нормальных и опухолевых образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD263/TRAIL-R3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухоли 10с
Вид	человек
ID гена (человек)	8794
ID гена	8794
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 26-235 человеческого CD263/TRAIL-R3 (NP_003832.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14798
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет