

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd263/Trail-R3 Для Проточной Цитометрии - O14798

Артикул: CM0012133

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD263/TRAIL-R3 (TNFRSF10C) — ловушному рецептору, ингибирующему индуцированную TRAIL апоптоз. Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для исследований в области апоптоза и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело к человеческому CD263/TRAIL-R3
Примечания/Алиасы	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухоли 10с
Вид	человек
ID гена (человек)	8794
ID гена	8794
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-235 человеческого CD263/TRAIL-R3 (NP_003832.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14798
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет