


Кролик Анти-Человеческий Cd26/Dpp4 Маb Для Проточной Цитометрии - P27487

Артикул: CM0004425



введение

Кролик анти-Человеческий CD26/DPP4 моноклональное антитело для проточной цитометрии. Распознает человеческий CD26, антиген активации Т-клеток и дипептидилпептидазу IV, участвующие в иммунной регуляции и клеточной адгезии. Рекомбинантное кроличье мАб, UniProt P27487.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD26/DPP4 мАб
Примечания/Псевдоним	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Вид	Человек
ID гена (человек)	1803
ID гена	1803
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-766 человеческого CD26/DPP4 (NP_001926.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27487
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом