


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd26/Dpp4 Для Проточной Цитометрии - P27487

Артикул: CM0005478



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD26/DPP4. Валидированы для проточной цитометрии. Подходят для исследований активации Т-клеток, дипептидпептидазы и рецептора MERS-CoV.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD26/DPP4 мАт
Примечания/Псевдоним	DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; дипептидпептидаза 4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1803
GeneID	1803
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-766 человеческого CD26/DPP4(NP_001926.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27487
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом