

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd27 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P26842

Артикул: CM0010817



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD27 (TNFRSF7), валидированное для проточной цитометрии (FC). CD27 — это костимулирующий иммунный контрольный рецептор на Т-клетках, NK-клетках и В-клетках, участвующий в активации и формировании памяти Т-клеток. Идеально подходит для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD27
Примечания/Альтернативные названия	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	939
GeneID	939
Иммуноген	Рекомбинантный фьюзионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-192 человеческого CD27 (NP_001233.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом