

, Кроличье Моноклональное Антитело К Cd27 Человека Для Fc — P26842

Артикул: CM0009753



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против CD27 человека (TNFRSF7), для проточной цитометрии. Иммуноген: рекомбинантный белок (а. к. 21-192). Подходит для исследований Т-клеток, В-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье анти-CD27 человека mAb
Примечания/синонимы	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	939
Идентификатор гена	939
Иммуноген	Рекомбинантный белок (аминокислоты 21-192 человеческого CD27)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент