

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd27 Для Проточной Цитометрии - P26842

Артикул: CM0012466



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD27, валидированные для проточной цитометрии. Костимулирующий рецептор, участвующий в активации Т-клеток; подходит для исследований в области иммунноонкологии. - P26842

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Human CD27 мАт
Примечания/Псевдонимы	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	939
GeneID	939
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-192 человеческого CD27 (NP_001233.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом