

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd27 Для Проточной Цитометрии - P26842

Артикул: CM0011684



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD27 (конъюгированное с), валидированное для проточной цитометрии. Определяет CD27/TNFRSF7, костимулирующий иммунный рецептор на Т-, NK- и В-клетках. Перекрестно реагирует с человеческим CD27. Иммуноген: рекомбинантный человеческий CD27 (aa 21-192).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD27
Примечания/Альтернативные названия	T14; S152; Tr55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	939
GeneID	939
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-192 человеческого CD27 (NP_001233.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом