

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd271/Ngfr Для Проточной Цитометрии - P08138

Артикул: CM0005455



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CD271/NGFR (p75NTR). Разработано для применения в проточной цитометрии. Позволяет изучать сигналинг нейротрофинов, выживание клеток и нейрональную дифференцировку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD271/NGFR, мКл
Примечания/Альтернативные названия	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Вид	Человек
ID гена	4804
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-250 человеческого CD271/NGFR (NP_002498.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08138
Молекулярная масса белка	35кДа/45кДа
Доставка	Холодовой пакет