

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd273/Pd-L2 Для Проточной Цитометрии - Q9Bq51

Артикул: CM0011814



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PD-L2/CD273. Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для изучения регуляции иммунных контрольных точек и ингибирования Т-клеток в исследованиях рака и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD273/PD-L2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80380
ID гена	80380
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-219 человеческого CD273/PD-L2 (NP_079515.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BQ51
Молекулярная масса белка	21 кДа/31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом