

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd273/Pd-L2 Для Проточной Цитометрии — Q9Bq51

Артикул: CM0008144



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CD273/PD-L2, разработанное для проточной цитометрии. Подходит для изучения путей иммунных контрольных точек и регуляции Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD273/PD-L2
Примечания/Алиасы	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Вид	Человек
ИД гена	80380
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-219 человеческого CD273/PD-L2 (NP_079515.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BQ51
Молекулярная масса белка	21 кДа/31 кДа
Доставка	Холодильный пакет