


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd28 Для Проточной Цитометрии - P10747

Артикул: CM0012036



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD28 (Tr44), предназначенные для проточной цитометрии. Эти антитела направлены на Т-клеточный поверхностный гликопротеин CD28, что позволяет изучать активацию, пролиферацию и иммунорегуляцию Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАт против человеческого CD28
Примечания/Псевдоним	Tr44
Вид	Человек
GeneID (человек)	940
GeneID	940
Иммуноген	Рекомбинантный белок полного человеческого CD28 (P10747)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10747
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом