


Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Cd28 Для Проточной Цитометрии И Стимуляции Т-Клеток - P10747

Артикул: CM0010975



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD28 (Тр44) — костимулирующий рецептор Т-клеток. Подходит для проточной цитометрии и стимуляции/активации Т-клеток in vitro. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к человеческому CD28
Примечания/псевдоним	Тр44
Вид	Человек
GeneID (человек)	940
GeneID	940
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD28
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, стимуляция/активация Т-клеток in vitro
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10747
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Ледяной пакет