


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd28 Для Проточной Цитометрии - P10747

Артикул: CM0005036



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD28 (клон Tr44), валидированное для проточной цитометрии. Идеально для исследований активации Т-клеток и иммунных контрольных точек. Swiss-Prot: P10747.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD28
Примечания/Альтернативное название	Tr44
Вид	Человек
GeneID (Человек)	940
GeneID	940
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD28 полной длины (P10747)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10747
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом