


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd298/Atp1B3 Для Fc — P54709

Артикул: CM0009067



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD298/ATP1B3, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на бета-3 субъединицу натрий/калий-транспортирующей АТФазы, идеально подходит для окрашивания клеточной поверхности в IVD-приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD298/ATP1B3
Примечания/Синонимы	CD298; ATPB-3
Вид	Человек
GeneID (человек)	483
GeneID	483
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 66–279 человеческого CD298/ATP1B3 (NP_001670.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P54709
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Пакет со льдом