

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd298/Atp1B3 Для Fc — P54709

Артикул: CM0008996



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, специфически распознающее человеческий CD298/ATP1B3 — некаталитическую бета-3 субъединицу натрий/калий-транспортирующей АТФазы. Подходит для проточной цитометрии (FC); иммуноген представляет собой рекомбинантный белок, реактивность подтверждена на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика против человеческого CD298/ATP1B3
Примечания/синоним	CD298; ATPB-3
Вид	Человек
ID гена (человек)	483
ID гена	483
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 66–279 человеческого CD298/ATP1B3 (NP_001670.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P54709
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом