


## : Кроличье Моноклональное Антитело К Cd30 Человека Для Проточной Цитометрии — P28908

Артикул: CM0010436



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD30 человека (Ki-1), для проточной цитометрии. Распознаёт представителя суперсемейства TNFR массой 50–63 кДа, участвующего в активации лимфоцитов. Валидировано для перекрёстной реактивности с антигеном человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | кроличье моноклональное антитело к CD30 человека                                                                             |
| Примечания/синонимы       | CD30; Ki-1; D1S166E                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 943                                                                                                                          |
| GeneID                    | 943                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–379 CD30 человека (NP_001234.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | Проточная цитометрия                                                                                                         |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                      |
| SWISS                     | P28908                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 14 кДа/50 кДа/63 кДа                                                                                                         |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                               |