


Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Cd30, Меченная , Для Проточной Цитометрии — P28908

Артикул: CM0009893



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD30 (TNFRSF8, Ki-1). Распознает внеклеточный домен (аа 19–379). Предназначена для детекции CD30+ клеток методом проточной цитометрии. Реактивность: человеческий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к человеческому CD30, моноклональная
Примечания/Альтернативные названия	CD30; Ki-1; D1S166E
Вид	Человек
ID гена (человек)	943
ID гена	943
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–379 человеческого CD30 (NP_001234.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28908
Молекулярная масса белка	14 кДа/50 кДа/63 кДа
Доставка	Холодильный пакет