


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd300A Для Проточной Цитометрии - Q9Ugn4

Артикул: CM0008107



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD300a (CMRF35H, IRp60), валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает ингибирующий рецептор на NK-клетках, Т-клетках и тучных клетках. UniProt: Q9UGN4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD300a
Примечания/Алиасы	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11314
ID гена	11314
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-178 человеческого CD300a (NP_009192.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGN4
Молекулярная масса белка	33кДа/20кДа/12кДа/16.5кДа
Доставка	В пакете со льдом