


## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd300A/C Для Проточной Цитометрии - Q9Ugn4/Q08708

Артикул: CM0009989



### введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD300a/c, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения ингибирующих иммунных рецепторов на NK-клетках, Т-клетках и других лейкоцитах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кролик анти-Человек CD300 а/с МАТ                                                                                                    |
| Примечания/Псевдонимы     | IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| ID гена                   | 11314/10871 (Человек)                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-178 человеческого CD300a (NP_009192.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | Q9UGN4/Q08708                                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 33кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                       |