


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd300C Для If/Icc, Fc - Q08708

Артикул: CM0011872



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD300с, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Обнаруживает CD300с — иммунный рецептор клеточной мембраны, экспрессируемый на моноцитах, нейтрофилах и субпопуляциях лимфоцитов. Предназначено для работы с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кролик против человеческого CD300с mAb
Примечания/Альтернативные названия	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10871
GeneID	10871
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-183 человеческого CD300C (NP_006669.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08708
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом