


Моноклональное Антитело Кролика К Cd300C Человека Для Иф/Ицц, Проточной Цитометрии - Q08708

Артикул: CM0006062



введение

Моноклональное антитело кролика к CD300с человека (CMRF35-подобная молекула 6), конъюгированное с . Подходит для ИФ/ИЦЦ и проточной цитометрии. Целевая молекулярная масса: 25 кДа. Реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика к CD300с человека
Примечания/Синонимы	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10871
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-183 CD300C человека (NP_006669.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08708
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Хладопакет