


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd300c Для Иф/Мкк, Пцф - Q08708

Артикул: CM0004932



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD300c (молекула 6, подобная CMRF35). Валидировано для иммунофлуоресценции (ИФ/МКК) и проточной цитометрии (ПЦФ). Реагирует с человеческим белком. Подходит для исследования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD300c
Примечания/Альтернативные названия	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10871
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 21-183 человеческого CD300C (NP_006669.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МКК, ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08708
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С ледяным пакетом