

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd300F/Irem-1 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq1

Артикул: CM0008719



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD300F/IREM-1 для проточной цитометрии. Нацелены на ингибирующий рецептор миелоидных клеток; участвуют в эферицитозе и иммунной регуляции. Валидированы на человеке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против человеческого CD300F/IREM-1
Примечания/Псевдонимы	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; молекула, подобная CMRF35 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	146722
ID гена	146722
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-156 человеческого CD300F/IREM-1 (NP_620587.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ1
Молекулярный вес белка	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Доставка	Сумка со льдом