

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd300F/Irem-1 Для Fc - Q8Tdq1

Артикул: CM0005706



введение

Готовое к использованию моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD300F/IREM-1, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для детекции ингибиторного рецептора на миелоидных клетках, изучения эффероцитоза и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD300F/IREM-1
Примечания/Альтернативные названия	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	146722
GeneID	146722
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-156 человеческого CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ1
Молекулярная масса белка	18 кДа/21 кДа/26 кДа/32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом