

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd300F/Irem-1 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq1

Артикул: CM0011478



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD300F/IREM-1 (молекула 1, подобная CMRF35), валидированные для проточной цитометрии. Этот ингибиторный рецептор регулирует функцию миелоидных клеток, эффероцитоз и аллергические реакции. Идеально подходят для исследований профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кролик анти-человеческий CD300F/IREM-1 мАт
Примечания/Псевдонимы	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; молекула 1, подобная CMRF35
Вид	Человек
GeneID (Человек)	146722
GeneID	146722
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-156 человеческого CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ1
Молекулярная масса белка	18кДа/21кДа/26кДа/32кДа
Доставка	Сумка со льдом