


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd301/Clec10A Для Проточной Цитометрии - Q8Iun9

Артикул: CM0004391



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD301/CLEC10A, для проточной цитометрии. Распознают С-тип лектиновый рецептор на АПК, связывающий гликаны, оканчивающиеся на GalNAc, что актуально для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD301/CLEC10A
Примечания/Псевдонимы	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10462
GeneID	10462
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IUN9
Молекулярный вес белка	28кДа/32кДа/35кДа
Доставка	Сумка со льдом