

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd301/Clec10A Для Проточной Цитометрии - Q8Iun9

Артикул: CM0010938



введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , против человеческого CD301/CLEC10A (CLEC10A), валидированные для проточной цитометрии. Распознают С-тип лектиновый рецептор на дендритных клетках; специфичны для человека. Для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого CD301/CLEC10A
Примечания/Псевдоним	HML, MGL, HML2, CD301, CLECSF13, CLECSF14, CD301/CLEC10A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10462
GeneID	10462
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-316 человеческого CD301/CLEC10A (NP_878910.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IUN9
Молекулярный вес белка	28kDa/32kDa/35kDa
Доставка	Сумка со льдом