

Abflo 488 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd301/Clec10A Для Fc - Q8Iun9

Артикул: CM0004411



введение

Конъюгированное с ABflo 488 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD301/CLEC10A для проточной цитометрии. Обнаруживает рецептор С-типа лектина, участвующий в распознавании GalNAc, иммунной модуляции и презентации антигена на миелоидных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD301/CLEC10A mAb
Примечания/Альтернативные названия	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10462
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-316 человеческого CD301/CLEC10A (NP_878910.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IUN9
Молекулярная масса белка	28 кДа/32 кДа/35 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом