

Кролички Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd303/Bdca-2 Для Проточной Цитометрии - Q8Wtt0

Артикул: CM0007776



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD303/BDCA-2 (CLEC4C), валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на маркер плазмоцитоидных дендритных клеток. Подходят для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролички МАТ против человеческого CD303/BDCA-2
Примечания/Псевдоним	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; член семейства лектинового домена С-типа 4 С
Вид	человек
GeneID (человек)	170482
GeneID	170482
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WTT0
Молекулярный вес белка	21кДа/25кДа
Доставка	С ледяным пакетом