

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd303/Bdca-2, Меченное , Для Проточной Цитометрии - Q8Wtt0

Артикул: CM0012287



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому CD303/BDCA-2 (CLEC4C) для проточной цитометрии. Распознает человеческий CD303. Подходит для идентификации плазмцитоидных дендритных клеток в исследовательских и диагностических приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD303/BDCA-2, меченное
Примечания/Альтернативные названия	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; член C семейства доменов C-типа лектина C
Вид	человек
ID гена	170482
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 45-213 человеческого CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WTT0
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа
Доставка	Холодовая упаковка