

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd303/Bdca-2 Для Проточной Цитометрии - Q8Wtt0

Артикул: CM0011860



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD303/BDCA-2 (CLEC4C). Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для иммунофенотипирования плазмцитоидных дендритных клеток. SWISS: Q8WTT0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD303/BDCA-2
Примечания/Альтернативные названия	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-тип лектинового домена семейства 4, член C
Вид	Человек
ID гена (человек)	170482
ID гена	170482
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот с 45 по 213 человеческого CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WTT0
Молекулярная масса белка	21 кДа/25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом