

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd303/Bdca-2 Для Проточной Цитометрии - Q8Wtt0

Артикул: CM0008854



введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого CD303/BDCA-2, конъюгированное с , валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения плазмцитоидных дендритных клеток и механизмов презентации антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD303/BDCA-2
Примечания/Альтернативные названия	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Вид	Человек
GeneID (Человек)	170482
GeneID	170482
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-213 человеческого CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WTT0
Молекулярная масса белка	21 кДа / 25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом