


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому CD304/Нейропину-1 Для Проточной Цитометрии - O14786

Артикул: CM0009792



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD304/Нейропину-1 (SWISS O14786) для проточной цитометрии. Валидировано с рекомбинантным иммуногеном, охватывающим внеклеточный домен. Идеально для исследований ангиогенеза, нейроразвития и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD304/Нейропину-1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8829
GeneID	8829
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-644 человеческого CD304/Нейропина-1 (NP_003864.5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14786
Молекулярная масса белка	68кДа/71кДа/103кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка (лед)