

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd305/Lair1 Для Проточной Цитометрии — Q6Gtx8

Артикул: CM0006117



введение

кроличье моноклональное антитело против человеческого CD305/LAIR1 для проточной цитометрии (FC). Специфично к человеческому LAIR1, экспрессируемому на NK-, Т- и В-клетках, моноцитах и дендритных клетках. Идеально подходит для анализа рецепторов иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD305/LAIR1
Примечания/синонимы	LAIR1; CD305; LAIR-1; лейкоцит-ассоциированный иммуноглобулиноподобный рецептор 1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3903
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–163 человеческого CD305/LAIR1 (NP_002278.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6GTX8
Молекулярная масса белка	23 кДа/29 кДа/31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом