

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd305/Lair1 - Q6Gtx8

Артикул: CM0012268



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD305/LAIR1, валидированные для проточной цитометрии. Обнаруживают ингибирующий рецептор на NK-, T- и B-клетках, поддерживая исследования в области иммунологии и иммунноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD305/LAIR1
Примечания/Псевдоним	LAIR1; CD305; LAIR-1; лейкоцитарный ассоциированный иммуноглобулиноподобный рецептор 1
Вид	Человек
ID гена	3903
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-163 человеческого CD305/LAIR1 (NP_002278.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6GTX8
Молекулярный вес белка	23кДа/29кДа/31кДа
Доставка	С ледяным пакетом