

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd305/Lair1, Конъюгированные С , Для Проточной Цитометрии - Q6Gtx8

Артикул: CM0004480



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD305/LAIR1, валидированные для проточной цитометрии (FC). Распознают ингибирующий рецептор на NK-клетках, Т-клетках и В-клетках; подходят для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кролик мАб против человеческого CD305/LAIR1
Примечания/Псевдоним	LAIR1; CD305; LAIR-1; лейкоцитарный ассоциированный иммуноглобулиноподобный рецептор 1
Вид	Человек
ID гена	3903 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-163 человеческого CD305/LAIR1 (NP_002278.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6GTX8
Молекулярная масса белка	23кДа/29кДа/31кДа
Доставка	Сумка со льдом