

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd307A/Fcrl1 Для Проточной Цитометрии - Q96La6

Артикул: CM0010267

введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD307a/FCRL1 (белок 1, подобный Fc-рецептору). Валидировано для проточной цитометрии образцов человека, поддерживает проведение исследований анализа субпопуляций В-лимфоцитов и иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD307a/FCRL1
Примечания/Альтернативные названия	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	115350
ID гена	115350
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 17-303 человеческого CD307a/FCRL1 (NP_443170.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA6
Молекулярная масса белка	47кДа/40кДа/22кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом