

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd307A/Fcrl1 Для Проточной Цитометрии - Q96La6

Артикул: CM0005122

введение

Меченные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD307a/FCRL1 (FCRH1, IRTA5, CD307a). Валидированы для проточной цитометрии. Подходят для изучения активации В-клеток и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи МАб против человеческого CD307a/FCRL1
Примечания/Псевдонимы	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Вид	Человек
ID гена (Человек)	115350
ID гена	115350
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA6
Молекулярный вес белка	47кДа/40кДа/22кДа
Доставка	Сумка со льдом