

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd307A/Fcrl1 Для Проточной Цитометрии - Q96La6

Артикул: CM0004265

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD307a/FCRL1, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения сигналинга В-клеточного рецептора, иммунотипирования и исследований В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против человеческого CD307a/FCRL1
Примечания/Псевдоним	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Вид	Человек
ID гена (Человек)	115350
ID гена	115350
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-303 человеческого CD307a/FCRL1 (NP_443170.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA6
Молекулярный вес белка	47 кДа/40 кДа/22 кДа
Доставка	Сумка со льдом