

Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd307B (Fcrl2) Для Проточной Цитометрии - Q96La5

Артикул: CM0004347

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD307b (FCRL2), для проточной цитометрии. Валидирована на образцах человека. CD307b может регулировать развитие В-клеток и преимущественно экспрессируется в паморных В-клетках.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличья антитела против человеческого CD307b, моноклональная
Примечания/Синонимы	FCRH2, IFGP4, IRTA4, SPAP1, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
Вид	Человек
ID гена	79368
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-395 человеческого CD307b (NP_110391.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA5
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет