

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd307B Для Fc - Q96La5

Артикул: CM0005869

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD307b (FCRL2/IRTA4). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований развития В-клеток и В-клеток памяти.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD307b mAb
Примечания/Алиасы	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79368
GeneID	79368
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-395 человеческого CD307b (NP_110391.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA5
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Ледяной пакет